

	JumboMix® 3500 WarmMix® Réf. 033 230 Malaxeur de laboratoire 3500 mL à porte chauffante régulée
	Spécial Trichinella. JumboMix® 3500 WarmMix® permet l'homogénéisation rapide et facile de tous les échantillons de grande taille, jusqu'à 400 g. Grâce à sa porte chauffante, le JumboMix® 3500 WarmMix® vous permet d'effectuer tous les malaxages demandant une température régulée (de 20° C à 50°C). Il est particulièrement adapté à la recherche de Trichinella dans le porc. L'écran multifonction permet de contrôler simplement les paramètres de malaxage.

AVANTAGES

- ▶ Silencieux et robuste
- ▶ Force de malaxage réglable
- ▶ Nettoyage facile : ouverture de la porte à 270°
- ▶ Porte chauffante régulée (20°C à 50°C)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- ▶ Tout acier inox
- ▶ Porte chauffante régulée de 20°C à 50°C
- ▶ Écran multifonction digital
- ▶ Arrêt des pales côte-à-côte
- ▶ Volume utile : 200 – 3500 mL
- ▶ Vitesse variable (1.5, 3, 4.5, 6 cps / sec.)
- ▶ Temps de malaxage réglable (1 sec - 1 h ou à l'infini)
- ▶ Force réglable, pales ajustable (breveté) avec indication sur l'écran
- ▶ Fermeture Q-Tight® : fermeture spéciale, prévient tout risque de fuite par le haut du sachet
- ▶ Ouverture de la porte à 270°
- ▶ Bac de sécurité

- ▶ Alimentation : 110-220V~ / 50-60Hz
- ▶ Dimensions : (L x l x H) : 63 x 50 x 47 cm, poids : 63 kg
- ▶ Emballage : (L x l x H) : 60.5 x 56.5 x 55 cm, poids : 65 kg

- ▶ Garantie 3 ans (après enregistrement du formulaire de garantie)
- ▶ Amortisseurs garantis à vie
- ▶ Service après vente garanti à vie
- ▶ Conforme : ISO 7218
- ▶ Conçu et fabriqué en France

Certifié : ISO 9001 V2008, CE, WEEE 2002/96/EC, RoHS 2002/95/EC

LIVRÉ AVEC

- ▶ Cordon d'alimentation
- ▶ Manuel d'utilisation, directives IQ/OQ/PQ
- ▶ Notice simplifiée d'utilisation
- ▶ Bac de sécurité
- ▶ 1 Pack gratuit de sachets stériles

OPTIONS / ACCESSOIRES

- ▶ **Réf. 037 000** JumboStand : Chariot permettant d'améliorer l'ergonomie d'utilisation du JumbiMix®
- ▶ **Réf. 211 350** BagOpen® 3500 : Portoir ouvre-sachet pour sachets de 3500 mL
- ▶ **Réf. 221 352** BagRack® 3500-2 : Portoir de rangement inox pour 2 sachets de 3500 mL
- ▶ **Réf. 221 350** BagRack® 3500-4 : Portoir de rangement inox pour 4 sachets de 3500 mL
- ▶ **Réf. 231 350** BagClip® 3500 : Barrette de fermeture 139,5 cm (pour sachets 3500 mL)
- ▶ **Réf. 251 091** BagPipet® : Pipette autoclavable à volume fixe (0,1 - 0,9 - 1mL avec BagTips®)

CONSOMMABLES

- ▶ **Réf. 113 510** BagFilter® 3500 P : Sachet stérile à filtre latéral
- ▶ **Réf. 123 010** BagPage® + 3500 : Sachet stérile à filtre pleine page
- ▶ **Réf. 133 025** BagLight® 3500 : Sachets stérile sans filtre
- ▶ **Réf. 252 019** BagTips® REGULAR : Embout type "paille" radiostérilisé par 25 (19 cm)
- ▶ **Réf. 252 024** BagTips® JUMBO : Embout type "paille" radiostérilisé par 25 (24 cm)