

	<b>MiniMix® W CC®</b> Malaxeur d'échantillon 100 ml	Réf. 013 230
	<p>Précis et efficace MiniMix® 100 permet le malaxage rapide et stérile des échantillons de petite taille, de 5 à 80 mL. Plus petit malaxeur au monde, il est équipé d'un système de pales réglables breveté pour améliorer l'efficacité du malaxage et réduire le temps de préparation avant l'analyse. Les pales amovibles Click &amp; Clean®, système breveté, permettent d'accéder entièrement à la chambre de malaxage pour un nettoyage complet.</p>	

## AVANTAGES

- ▶ Silencieux et résistant
- ▶ Puissance de malaxage réglable
- ▶ Nettoyage facile: ouverture de la porte à 270°
- ▶ Pales amovibles Click & Clean® (breveté)
- ▶ Porte vitrée

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- ▶ Tout acier inox
- ▶ Porte vitrée
- ▶ Écran multifonction digital
- ▶ Vitesse de malaxage réglable (3 - 6 - 9 - 12 cps / sec)
- ▶ Temps de malaxage réglable (1 sec. – 1 h ou à l'infini)
- ▶ Force réglable, pales ajustables (breveté)
- ▶ Fermeture Q-Tight® : fermeture spéciale, supprimant tout risque de fuite par le haut du sachet
- ▶ Pales amovibles Click & Clean® (breveté)
- ▶ Ouverture de la porte à 270°
- ▶ Arrêt des pales côte-à-côte

- ▶ Alimentation : 110-220V~ / 50-60Hz
- ▶ Machine : dim (L x l x H) : 21 x 37 x 20 cm, poids : 13 kg
- ▶ Emballage : dim (L x l x H) : 48.5 x 28.5 x 30 cm, poids : 13,4 kg

- ▶ 3 ans de garantie (après enregistrement du formulaire de garantie)
- ▶ Amortisseurs et porte vitrée garantis à vie
- ▶ Service après vente garanti à vie
- ▶ Conçu et fabriqué en France

Certifié : ISO 9001 V2008, CE, WEEE 2002/96/EC, RoHS 2002/95/EC

## LIVRÉ AVEC

- ▶ Cordon d'alimentation
- ▶ 1 Bac de sécurité
- ▶ Manuel d'utilisation, directives IQ/OQ/PQ
- ▶ Notice simplifiée d'utilisation
- ▶ 1 Pack gratuit de sachets stériles

## OPTIONS / ACCESSOIRES

- ▶ **Réf. 211 010** BagOpen® 80/100 : Portoir ouvre-sachet pour sachets de 80 et 100 mL
- ▶ **Réf. 221 010** BagRack® 80/100 : Portoir de rangement inox pour 11 sachets de 80 et 100 mL
- ▶ **Réf. 231 010** BagClip® 80/100 : Barrette de fermeture 13 cm (pour sachets 80 et 100 mL)
- ▶ **Réf. 251 091** BagPipet® : Pipette autoclavable à volume fixe (0,1 - 0,9 - 1mL avec BagTips®)

---

## CONSOMMABLES

---

- ▶ **Réf. 120 825** BagPage<sup>®</sup> 80 : Sachet stérile avec filtre pleine page
- ▶ **Réf. 121 025** BagPage<sup>®</sup> 100 : Sachet stérile avec filtre pleine page
- ▶ **Réf. 131 025** BagLight<sup>®</sup> 100 : Sachet stérile sans filtre
- ▶ **Réf. 145 010** RollBag<sup>®</sup> 450 : Sachet stérile d'échantillonnage avec barrette de fermeture métallique intégrée
- ▶ **Réf. 252 019** BagTips<sup>®</sup> REGULAR : Embout type "paille" radiostérilisé par 25 (19 cm)
- ▶ **Réf. 252 024** BagTips<sup>®</sup> JUMBO : Embout type "paille" radiostérilisé par 25 (24 cm)