

# HI780 Mini-photomètre Checker HC

pH, eau de mer

Checker<sup>®</sup> HC

**HI780** est conçu pour déterminer avec précision le niveau de pH dans des applications telles que les aquariums d'eau de mer et les applications de biologie marine.

Compact, facile, efficace et économique, il a été étudié pour mettre l'analyse chimique à la portée de chacun.

## Mesurez simplement vos échantillons en quelques étapes

1. Prélevez un échantillon d'eau et insérez la cuvette dans le photomètre
2. Faites un blanc
3. Ajoutez le réactif à votre solution
4. Insérez la cuvette dans le photomètre, appuyez sur le bouton et lisez le résultat



### Spécifications

### HI780

Gamme	6,3 à 8,6 pH
Résolution	0,1 pH
Exactitude (à 25 °C)	±0,2 pH
Méthode	Méthode phénol rouge
Source lumineuse	DEL à 525 nm
Détecteur de lumière	Photocellule au silicium
Pile / Auto-extinction	1 x 1,5 V AAA / Après 10 minutes de non-utilisation
Dimensions / Poids	86 x 61 x 37,5 mm / 64 g

### Les points forts

- + Prix attractif
- + Mesures de qualité, rapides et exactes
- + Très simple d'utilisation (1 touche)
- + Léger et compact, se glisse dans toutes les poches
- + Mesures conformes aux méthodes approuvées
- + Large écran de lecture
- + Robuste et pratique

### Idéal pour les applications

- + Environnement
- + Qualité de l'eau
- + Aquariums d'eau de mer

### Présentation

**HI780** est livré avec 2 cuvettes de mesure et leur capuchon, kit de réactifs de démarrage et la pile.

### Réactifs

**HI780-25** Réactif liquide pour pH en eau de mer, environ 100 tests

### Solutions étalons de vérification

**HI780-11** Solutions étalons pH en eau de mer

### Accessoires

**HI731318** Tissus de nettoyage pour cuvettes (4 pcs)

**HI731321** Cuvettes de mesure (4 pcs)

**HI731225** Capuchons vissants pour cuvettes (4 pcs)

**HI93703-50** Solution de nettoyage pour cuvettes, 230 mL